



CAMILLA DE EMERGENCIA MILLER



Designación:
CAMILLA RIGIDA PARA INMOVILIZAR

Medidas:
1.70 X 0.35 MTS

Colores:
Amarillo

Descripción Técnica:
Es un inmovilizador rígido tipo tabla que facilita el transporte de paciente con lesión de columna. Ideal para el rescate por ser una herramienta confiable y segura a un bajo costo.

Materiales:
Polietileno de alto impacto
CAMILLA MILLER

Instrucciones de almacenamiento:
La camilla rígida para Inmovilizar, debe ubicarse en un lugar visible y accesible, fuera del alcance de los niños. Su almacenamiento al resguardo de la luz y de la humedad.

Beneficios:
Permitir a partir de la camilla rígida para Inmovilizar, la atención de un primer auxilio de una manera satisfactoria a víctimas de un accidente o enfermedad repentina.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:
El dueño, o quien esté a cargo de éste debe vigilar que los implementos/accesorios estén en buen estado, revisar regularmente las fechas de expiración del artículo, las reutilizaciones y los reemplazos cuando sea necesario. Después de cada utilización:

- La camilla rígida para Inmovilizar puede durar en reutilizaciones **hasta cienveces**
- Limpiar con agua y jabón si es necesario
- Para reemplazar una de las partes, emplear un producto estándar siguiendo las instrucciones del fabricante.